


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain/Singe Cd14 Pour Cytométrie En Flux - P08571

Numéro d'article: CM0009957



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD14 conjugué à l'validé pour la cytométrie en flux. Il reconnaît le CD14 humain et cynomolgus, un marqueur de monocytes/macrophages et corécepteur du LPS. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain/singe CD14
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	929
Identifiant du gène	929
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-352 de la protéine CD14 humaine (NP_000582.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08571
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace