


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd14 Humain/Singe Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P08571

Numéro d'article: CM0012520



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD14 (humain/cynomolgue). Conçu pour la cytométrie en flux (FC) afin d'identifier les monocytes/macrophages et d'étudier les réponses immunitaires innées. P08571.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD14 Humain/Singe
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
GeneID	929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-352 du CD14 humain (NP_000582.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P08571
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace