


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd14 Humain/Singe Pour La Cytométrie En Flux - P08571

Numéro d'article: CM0007878



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD14 humain/singe validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD14, un corécepteur du LPS médiant les réponses immunitaires innées. Convient aux échantillons humains et de cynomolgus. Idéal pour la recherche en immunologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD14 humain/singe
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
ID de gène	929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-352 du CD14 humain (NP_000582.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08571
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace