

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Cd16 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P08637/O75015

Numéro d'article: CM0008981



Introduction

Ac monoclonal de lapin anti-CD16 humain/singe pour cytométrie en flux. Reconnaît CD16A et CD16B (FCGR3A/FCGR3B), avec une réactivité chez l'humain et le singe cynomolgus. Convient à la cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD16 humain/singe
Remarques/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2214/2215
Immunogène	Protéine recombinante/protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humain (P08637/O75015)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humain, cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Poids moléculaire	29 kDa/26 kDa
Expédition	Poche de glace