

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD16 Humain/Singe Pour Cf - P08637 / O75015

Numéro d'article: CM0011270



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD16 (FCGR3A/3B) humain et du singe cynomolgus. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour le phénotypage des cellules NK et les essais fonctionnels d'ADCC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD16 humain/singe
Remarques/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2214/2215
GenelD	2214/2215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 de la FCGR3A/FCGR3B humaine (P08637/O75015)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Poids de la protéine	29KDa/26KDa
Expédition	Sac à glace