

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd16 Humain/Singe Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P08637/O75015

Numéro d'article: CM0006131



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD16 conjugué à , validé pour la cytométrie en flux, ciblant le CD16 humain et du cynomolgus (FCGR3A/FCGR3B). L'immunogène recombinant couvre le domaine extracellulaire, garantissant une détection spécifique du récepteur Fc des IgG de faible affinité impliqué dans l'ADCC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD16 Humain/Singe
Remarques/Alias	CD16 ; FCG3 ; CD16A ; FCGR3 ; IGFR3 ; IMD20 ; FCR-10 ; FCR11 ; CD16-II ; FCGR11 ; FCR11A ; FcGR11A ; CD16b
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2214/2215
Identifiant du gène	2214/2215
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humain (P08637/O75015).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa/26 kDa
Expédition	Sac de glace