

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd18 Humain/Singe - P05107

Numéro d'article: CM0004059



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD18 humain et de singe cynomolgus pour la cytométrie en flux. Le CD18 (ITGB2) est la sous-unité bêta-2 de l'intégrine qui médie l'adhésion et la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD18 Humain/Singe
Remarques/Alias	LAD ; CD18 ; MF17 ; MFI7 ; LCAMB ; LFA-1 ; MAC-1
Espèce	humain
GeneID (Humain)	3689
GeneID	3689
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-769 du CD18 humain (NP_000202.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P05107
Poids moléculaire protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace