

Lapin Anti-Humain/Singe Cd19 Mab - Cd19

Numéro d'article: CM0012338

Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD19 (clone) produit chez le lapin, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD19 humain et du cynomolgus, une glycoprotéine de surface des cellules B de 95 kDa. Convient pour la recherche hématopoïétique et immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD19 mAb
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
ID de gène (Humain)	930
ID de gène	102145514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-292 du CD19 de singe (XP_005591597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Expédition	Sac de glace