

Lapin Anti-Humain/Singe Cd19 Mab - Cd19

Numéro d'article: CM0011139

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain/Singe CD19 pour cytométrie en flux (FC). Réagit de manière croisée avec le CD19 humain et du singe cynomolgus (63kDa). Idéal pour la recherche sur les cellules B et l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD19 mAb
Alias	CD19
Espèce	Singe
ID de gène (Humain)	930
ID de gène (Singe)	102145514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-292 du CD19 de singe
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace