

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd19 Humain/Singe - Cd19

Numéro d'article: CM0009318

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD19, réactif chez l'être humain et le singe cynomolgus. Conçu pour les applications de cytométrie en flux, cet anticorps reconnaît une protéine transmembranaire de 63 kDa, ce qui le rend adapté à la recherche sur l'immunophénotypage des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 humain/singe
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
ID du gène (humain)	930
ID du gène	102145514
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 292 de CD19 de singe (XP_005591597.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, cynomolgus
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace