

Mab De Lapin Anti-Cd19 Humain/Singe

Numéro d'article: CM0005132

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD19 humain et simien. Validé pour la cytométrie en flux avec réactivité croisée chez l'homme et le macaque cynomolgue. Poids moléculaire prédit : 63 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD19 humain/singe
Espèce	Singe
Identifiant du gène (humain)	930
Identifiant du gène	102145514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-292 du CD19 simien
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace