

Lapin Anti-Humain/Singe Cd19 Anticorps Monoclonal - Cd19

Numéro d'article: CM0003981

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'recombinant ciblant le CD19 pour la cytométrie en flux. Validé pour les espèces humaine et singe crab-eater. Convient pour l'analyse de la lignée cellulaire B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD19 mAb
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
ID de Gène (Humain)	930
ID de Gène (Singe)	102145514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-292 du CD19 de singe.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Crab-eater
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace