

Mab Lapin Anti-Cd20 Humain/Singe Pour Fc - P12314

Numéro d'article: CM0004676

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité dirigé contre le CD20 humain/cynomolgus, conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et la recherche clinique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD20 Humain/Singe
Remarques/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	931
Identifiant du gène	931
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P12314
Poids de la protéine	14 kDa / 33 kDa
Expédition	Sac de glace