

Mab Lapin Anti-Cd20 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P11836

Numéro d'article: CM0005246



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD20 humain et du singe, optimisé pour la cytométrie en flux. Il reconnaît les isoformes spécifiques des lymphocytes B de 33 et 14 kDa ; réactivité croisée avec le macaque cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD20 humain/singe
Remarques / Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	931
Identifiant du gène	931
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids de la protéine	14 kDa / 33 kDa
Expédition	Sac de glace