

Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Homme/Singe Cd20 Pour Fc - P11836

Numéro d'article: CM0012534



Introduction

Anticorps monoclonal Rabbit anti-Homme/Singe cynomolgus CD20, réactif avec l'homme et le cynomolgus. Validé pour cytométrie en flux, ciblant l'antigène CD20 des lymphocytes B, essentiel pour les études sur le développement, la différenciation et l'activation des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Rabbit anti-Homme/Singe CD20
Remarques/Alias	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Espèce	Humain
ID du gène	931 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de CD20 humain (NP_068769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids de la protéine	14 kDa/33 kDa
Expédition	Sachet de glace