

Lapin Anti-Humain/Singe Cd20 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P11836

Numéro d'article: CM0011070



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain/Singe CD20 de haute qualité validé pour la cytométrie en flux. Détecte le CD20, un canal calcique spécifique des cellules B (P11836), avec réactivité croisée pour l'humain et le singe cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD20 mAb
Remarques/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	931
ID de Gène	931
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du CD20 humain mAb (NP_068769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids Protéique	14kDa/33kDa
Expédition	Sac de glace