


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd20 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P11836

Numéro d'article: CM0006126



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué de haute qualité ciblant l'antigène CD20 humain/singe. Validé pour la cytométrie en flux. Marqueur de lymphocytes B pour la recherche en immunologie, le développement de diagnostics et le criblage médicamenteux. UniProt : P11836.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD20 humain/singe
Remarques / Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	931
GeneID	931
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du CD20 humain (NP_068769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids de la protéine	14 kDa / 33 kDa
Expédition	Sac de glace