

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd25 Humain/Singe Pour Fc - P01589

Numéro d'article: CM0011312



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant CD25 (IL2RA). Validé pour la cytométrie en flux (FC) chez l'homme et le cynomolgus. Idéal pour l'étude des lymphocytes T régulateurs (TREG) et de la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD25 humain/singe
Remarques/Alias	p55 ; CD25 ; IL2R ; IMD41 ; TCGFR ; IDDM10
Espèce	Humain
ID du gène	3559
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01589
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace