

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme/Singe Cd25 Pour Cytométrie En Flux - P01589

Numéro d'article: CM0009124



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indolyl-1-pyrenebutyrate (IPB) dirigé contre CD25 humain/singe (récepteur alpha de l'IL-2). Validé pour la cytométrie en flux, adapté à la détection des lymphocytes T régulateurs et à l'étude des mécanismes de tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Homme/Singe CD25 mAb
Remarques/Alias	p55 ; CD25 ; IL2R ; IMD41 ; TCGFR ; IDDM10
Espèce	Homme
Identifiant génique (Homme)	3559
Identifiant génique	3559
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-213 de CD25 humain (NP_000408.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Homme, Cynomolgus
SWISS	P01589
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sachet de glace