

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3 Humain/Singe Pour Fc - P07766

Numéro d'article: CM0004791



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD3 Humain/Singe pour la cytométrie en flux. Détecte la chaîne epsilon du CD3 (23 kDa) sur les cellules T. Réagit de manière croisée avec l'humain et le cynomolgus. Convient pour l'immunophénotypage et la recherche sur les cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD3 Humain/Singe
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 du CD3 humain (NP_000724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P07766
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace