

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3 Humain/Singe Pour La Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0011038



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain et du macaque cynomolgus. Convient à la détection des lymphocytes T par cytométrie en flux dans le cadre de recherches en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD3 humain/singe
Remarques/alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	916
ID du gène	916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 126 du CD3 humain (NP_000724.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Poche de glace