


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd38 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P28907

Numéro d'article: CM0009079



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD38 humain/singe conjugué à pour la cytométrie en flux. Cible la glycoprotéine transmembranaire de 14 à 34 kDa présente sur les lymphocytes et d'autres tissus. Idéal pour l'immunophénotypage et les études fonctionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m de lapin anti-CD38 humain/singe
Remarques/alias	ADPRC1 ; cADPR1 ; ADPRC 1
Espèce	Humaine
ID du gène	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43 à 300 du CD38 humain (NP_001766.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine, macaque cynomolgus
SWISS	P28907
Masse protéique	14 kDa/34 kDa
Expédition	Poche de glace