


Lapin Anti-Humain/Singe Cd38 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P28907

Numéro d'article: CM0012673



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD38 humain et du macaque crabier, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des fonctions enzymatiques et de récepteur du CD38 dans la régulation immunitaire, le diabète et la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD38 mAb
Remarques/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (NP_001766.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Macaque crabier
SWISS	P28907
Poids moléculaire	14kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace