


Lapin Anti-Humain/Singe Cd38 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P28907

Numéro d'article: CM0009885



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD38 humain et de singe. Validé pour la cytométrie en flux, permettant la détection de l'expression du CD38 dans les cellules immunitaires pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD38 mAb
Remarques/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (NP_001766.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P28907
Poids Protéique	14kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace