


Polymab® Lapin Anti-Cd38 Humain/Singe Pour Fc - P28907

Numéro d'article: CM0008247



Introduction

Le PolymAb® Lapin anti-CD38 Humain/Singe est un anticorps monoclonal validé pour la cytométrie en flux chez l'humain et le singe cynomolgue. Cible la glycoprotéine CD38 impliquée dans la signalisation des cellules immunitaires et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® Lapin anti-Humain/Singe CD38
Remarques / Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécule CD38
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence des acides aminés 43-300 de la CD38 humaine (P28907)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P28907
Poids de la protéine	13 kDa / 34 kDa
Expédition	Sachet de glace