

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0011326



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD4 humain/singe (conjugué) validé pour la cytométrie en flux. Détecte CD4, un marqueur clé des lymphocytes T auxiliaires et un récepteur du VIH. Convient au phénotypage des cellules immunitaires et à la recherche sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD4 humain/singe
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	920
ID du gène	920
Immunogène	Protéine recombinante CD4 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque crabier
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace