


Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Homme/Singe Cd4 Pour Fc - P01730

Numéro d'article: CM0009996



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l', spécifique du CD4 humain et du cynomolgus (glycoprotéine de surface des lymphocytes T). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour le phénotypage des cellules immunitaires et la recherche sur le VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Homme/Singe CD4
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante de CD4 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace