


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 Humain/Singe Pour La Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0004840



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD4 humain/singe, conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD4 ; réagit avec l'humain et le macaque cynomolgus. SWISS : P01730.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-CD4 humain/singe
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Humain
ID de gène	920
Immunogène	Protéine recombinante de CD4 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace