


Lapin Anti-Humain/Singe Cd4 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0009939



Introduction

Lapin anti-Humain/Singe CD4 mAb, validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible le CD4 humain (P01730), réagit de manière croisée avec le cynomolgus. Utile pour l'identification des cellules T auxiliaires et la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD4 mAb
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01730
Poids Protéique	51kDa
Expédition	S>Sac de glace