


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Singe Cd4 Pour Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0005368



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin reconnaît spécifiquement la protéine CD4 humaine, de cynomolgus et de rhesus. Conjugué à l', il est validé pour la cytométrie en flux, convient à l'identification des cellules T auxiliaires et à la recherche sur le VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD4 mAb
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	920
ID de gène	920
Immunogène	Protéine recombinante de CD4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus, Rhesus
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace