

## Lapin Anti-Humain/Singe Cd45 Mab Pour Fc - P08575

Numéro d'article: CM0012579



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD45 humain/singe, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des sous-ensembles de leucocytes dans des applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Lapin anti-Humain/Singe CD45 mAb                                                                                       |
| Remarques/Alias      | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                 |
| GeneID (Humain)      | 5788                                                                                                                   |
| GeneID               | 5788                                                                                                                   |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575). |
| Source               | Lapin                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                  |
| Application          | FC                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Macaque crabier                                                                                                |
| SWISS                | P08575                                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 131kda/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                           |