

## Mab Lapin Anti-Cd45 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P08575-9

Numéro d'article: CM0011914

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45 humain/singe conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible l'antigène commun des leucocytes, réagit de manière croisée avec l'homme et le cynomolgus. Adapté à l'immunophénotypage. Isoforme 7, ~138 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb Lapin anti-CD45 Humain/Singe                                                                                                                          |
| Remarques / Alias    | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                                                    |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)      | 5788                                                                                                                                                      |
| GeneID               | 5788                                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 de la protéine CD45 humaine (P08575). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                     |
| Application          | CF                                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Cynomolgus                                                                                                                                        |
| SWISS                | P08575-9                                                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 138kDa                                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                              |