


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme/Singe Cd45 Pour Fc - P08575

Numéro d'article: CM0010446



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD45 humain et cynomolgus (P08575), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la détection de l'antigène commun des leucocytes dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-homme/singe CD45
Remarques / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08575
Poids de la protéine	138kDa
Expédition	Sac de glace