

Lapin Anti-Humain/Singe Cd45 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P08575

Numéro d'article: CM0004608



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain/singe CD45 conjugué à l'pour cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène leucocytaire commun (LCA). Convient au profilage des cellules immunitaires et à la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD45 mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08575
Poids moléculaire	138kDa
Expédition	Sac de glace