

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0008762



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45 conjugué à pour cytométrie en flux, présentant une réactivité croisée avec les protéines CD45 humaines et de macaque crabier. Détecte l'antigène leucocytaire commun pour l'immunophénotypage et les études d'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45 humain/singe
Remarques/Alias	LCA, LY5, B220, CD45, L-CA, T200, CD45R, GP180, IMD105
Espèce	Humaine
ID du gène	5788 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 de la protéine CD45 humaine (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humaine, macaque crabier
SWISS	P08575
Poids moléculaire	~147 kDa (forme canonique ; plusieurs isoformes détectées entre 131 et 147 kDa)
Expédition	Sac réfrigérant