

Anticorps Monoclonal Anti-Cd45 Humain/Singe Lapin Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P08575-8

Numéro d'article: CM0010932

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-CD45 conjugué à pour la cytométrie en flux. Réagit avec l'isoforme 6 du CD45 humain et du singe cynomolgus (P08575-8), idéal pour le profilage et le phénotypage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal anti-CD45 Humain/Singe Lapin
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08575-8
Poids moléculaire de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace