

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Homme/Singe Cd45 Pour Cytométrie En Flux - P08575-9

Numéro d'article: CM0009933

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD45 (PTPRC, LCA) humain et du macaque cynomolgue. Conçu pour la cytométrie en flux (FC), cet anticorps reconnaît l'isoforme 7 (P08575-9, ~138 kDa). Fourni dans un emballage réfrigéré pour une stabilité optimale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-homme/singe CD45
Remarques / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5788
Identifiant du gène	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 de la CD45 humaine (P08575).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P08575-9
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace