

Lapin Anti-Humain/Singe Cd45 Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0005142



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD45 humain et de singe, validé pour la cytométrie en flux. Utile pour la détection de l'antigène commun des leucocytes dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD45 mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5788
ID de Gène	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Macaque crabier
SWISS	P08575
Poids Protéique	147kDa/143kDa/141kDa/136kDa/131kda
Expédition	Sac de glace