

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 Humain/Singe Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0004821



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD45 humain et du singe cynomolgus. Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps détecte de multiples isoformes de l'antigène commun des leucocytes, permettant un immunophénotypage précis dans la recherche sur les cellules T et hématopoïétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD45 Humain/Singe conjugué
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08575
Poids moléculaire de la protéine	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Expédition	Sac de glace