

## Mab Lapin Anti-Cd64 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P12314

Numéro d'article: CM0012189



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD64 (FcγRI) humain et du singe cynomolgus. Vérifié pour des applications en cytométrie en flux, adapté à l'identification des monocytes/macrophages et aux dosages de la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | mAb lapin anti-CD64 humain/singe                                                                                           |
| Remarques/Alias              | CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI                                                                           |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                     |
| Identifiant du gène (humain) | 2209                                                                                                                       |
| Identifiant du gène          | 2209                                                                                                                       |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-288 du CD64 humain (NP_000557.1) |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                      |
| Application                  | CF (Cytométrie en flux)                                                                                                    |
| Réactivité croisée           | Humain, Cynomolgus                                                                                                         |
| SWISS                        | P12314                                                                                                                     |
| Poids de la protéine         | 43kDa                                                                                                                      |
| Expédition                   | Sachet de glace                                                                                                            |