

Mab De Lapin Anti-Homme/Singe Cd64 - P12314

Numéro d'article: CM0004470



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD64 humain/singe (FCGR1A), validé pour la cytométrie en flux. Récepteur Fc d'IgG à haute affinité exprimé sur les monocytes, adapté pour la surveillance immunitaire et la recherche sur l'ADCC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-homme/singe CD64
Remarques / Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2209
GeneID	2209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-288 de CD64 humain (NP_000557.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P12314
Poids de la protéine	43kDa/39kDa
Expédition	Sac de glace