

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd64 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P12314

Numéro d'article: CM0009850



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD64 humain/singe (FcγRI), validé pour la cytométrie en flux. Convient à la recherche sur l'immunité innée et adaptative. Réactivité croisée avec le macaque cynomolgus. Récepteur IgG de haute affinité spécifique aux monocytes/macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD64 humain/singe
Remarques/Alias	CD64 ; FCG1 ; FCRI ; CD64A ; FCGR1 ; IGFR1 ; FcgammaRI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2209
GeneID	2209
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-288 du CD64 humain (NP_000557.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P12314
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace