

Lapin Anti-Humain/Singe Cd69 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q07108

Numéro d'article: CM0007808



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD69 humain (SWISS : Q07108). Validé pour la cytométrie en flux sur des échantillons humains et de cynomolgus. Convient pour la recherche sur l'activation des cellules immunitaires et l'homéostasie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD69 mAb
Remarques/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espèce	Humain
GeneID	969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-199 du CD69 humain (NP_001772.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace