

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd69 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - Q07108

Numéro d'article: CM0004166



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD69 humain et du singe crabier, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'activation des cellules immunitaires et de l'homéostasie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb Lapin anti-CD69 Humain/Singe
Remarques/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	969
GeneID	969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-199 du CD69 humain (NP_001772.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Singe crabier
SWISS	Q07108
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace