


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd86 Humain/Singe Pour Fc - P42081

Numéro d'article: CM0012794



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD86 humain et de macaque cynomolgus (B7-2), validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la costimulation des lymphocytes T et de la fonction des cellules présentatrices d'antigène dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD86 humain/singe
Remarques/Alias	B70 ; B7-2 ; B7.2 ; LAB72 ; CD28LG2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	942
ID du gène	942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-241 du CD86 humain (NP_787058.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P42081
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace