


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd86 Humain/Singe Pour Fc - P42081

Numéro d'article: CM0008050



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD86 humain et du singe cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Le CD86 est une molécule de costimulation sur les cellules présentatrices d'antigène, essentielle pour l'activation des lymphocytes T. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-CD86 Humain/Singe
Remarques/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Espèce	Humain
ID de gène	942 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-241 du CD86 humain (NP_787058.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P42081
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace