


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Singe Cd86 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P42081

Numéro d'article: CM0010361



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l', spécifique du CD86 (B7-2) humain et du cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T et la costimulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD86 mAb
Remarques/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	942
GeneID	942
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-241 du CD86 humain (NP_787058.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P42081
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace