


Mab Lapin Anti-Cd8A Humain/Singe - P01732

Numéro d'article: CM0012652



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD8a humain/singe, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'analyse des sous-ensembles de lymphocytes T et l'immunophénotypage dans la recherche translationnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD8a humain/singe
Remarques / Alias	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; molécule CD8a
Espèce	Humain
ID du gène	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 de la CD8A humaine (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids de la protéine	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac isotherme