


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd8A Humain/Singe Pour Fc - P01732

Numéro d'article: CM0012388



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD8a humain et de singe cynomolgus, adapté à la cytométrie en flux. Reconnaît le corécepteur des cellules T impliqué dans les réponses immunitaires médiées par le CMH de classe I. SWISS : P01732.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-CD8a Humain/Singe
Remarques/Alias	CD8 ; p32 ; Leu2 ; CD8alpha
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	925
Identifiant du gène	925
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids moléculaire de la protéine	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace