


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD8A Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0008022



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indirect dirigé contre le CD8a humain/singe, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'identification des lymphocytes T CD8+ et des lymphocytes cytotoxiques dans les études de profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD8a humain/singe
Remarques / Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	925
GeneID	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence d'acides aminés 22-182 de la CD8A humaine (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids de la protéine	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace